



**MELAG**<sup>®</sup> France  
competence in hygiene

Premium<sup>®</sup>Plus  
Vacuklav<sup>®</sup>40B+ / 44B+

## CONSEILS D'UTILISATION



Pour une utilisation optimale de votre autoclave, veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur !

### 1. ALIMENTATION EAU SECTEUR



- Avant la 1<sup>ère</sup> stérilisation, Contrôlez le robinet d'alimentation en eau !
- Chaque soir, fermez l'eau ! Laisser un appareil sous pression et sans surveillance engage votre responsabilité

### 2. PRÉPARATION & CHARGEMENT

Cf. Manuel d'Utilisation - Chapitre 4

- N'introduisez que des instruments réputés **AUTOCLAVABLES**. Reportez-vous à la notice du fabricant !
- **Éliminez** tout instrument **corrodé** ou présentant des taches suspectes, sang, etc. !
- Ne stérilisez que des instruments parfaitement **propres, rincés et séchés** !
- Tout instrument destiné à être **stocké** est obligatoirement stérilisé **sous sachet** !
- La **petite** instrumentation (fraises, instruments canaux, etc.) sera systématiquement **emballée** !
- Aucun instrument ne doit être en **contact** direct avec la cuve. Contrôlez la disposition des charges !
- Ne **surchargez** pas !
- N'**empilez** pas les sachets ! Utilisez les supports !
- Disposez à **l'envers** les plateaux ou récipients non-perforés !

### 3. MODIFICATION DE LA DURÉE DE SÉCHAGE



Les dispositifs médicaux sous emballages spéciaux ou multicouches peuvent bénéficier d'une durée de séchage augmentée de 50%.



#### Menu Paramétrage 1/3

- Activez l'option "**Séchage Plus**"  
L'option restera sélectionnée pour tous les programmes aussi longtemps qu'elle ne sera pas à nouveau désactivée.

### 4. RETRAIT DE LA CHARGE APRÈS STÉRILISATION



- Utilisez la poignée spéciale, intégrée dans la porte, pour extraire les plateaux.
- Ne touchez pas la charge, la cuve ou la face interne de la porte sans gant de protection.  
**Attention – Risque de brûlure !**

### 5. CONTRÔLE DE LA CHARGE APRÈS STÉRILISATION

- Contrôler l'intégrité des emballages.
- Toute charge dont l'emballage est endommagé ou décollé doit être à nouveau emballée et stérilisée.

Les instruments contenus dans un emballage perforé, déchiré, ouvert ou humide ne sont pas "Stériles" et présente un risque infectieux pour les patients et l'équipe soignante.

### 6. CONTRÔLE DE ROUTINE

#### ENTRETIEN & CONTRÔLES HEBDOMADAIRES

##### Grattoir et Produits chlorés interdits !

- Nettoyez les supports et les plateaux.
- Nettoyez le joint de porte au savon liquide.
- Nettoyez le plan de joint et le miroir de porte à l'alcool (partie opposée en contact avec le joint).
- Nettoyez, si nécessaire, la cuve avec de l'alcool ou dans le cas de taches résistantes, avec un produit de nettoyage et polissage pour surface inoxydable.
- Inspectez les tuyaux d'alimentation et d'évacuation qui ne doivent pas être pincés ou pliés, sous peine de panne.
- Contrôlez les raccords et l'étanchéité de l'installation.

#### Dans le Menu "Programme & Test 2/2"

- Lancer un "Test de Vide"  
Ce test s'opère **appareil froid et cuve vide**
- Lancer un Test "Bowie & Dick"



#### CONTRÔLES QUOTIDIENS

- Inspectez la cuve, les tuyaux et raccords !
- Lancer un Test "Helix" **MELAControl**<sup>®</sup> avec la 1<sup>ère</sup> Stérilisation.  
Disposez le test au sein de la charge !  
*Livré avec 250 indicateurs pour couvrir une année d'exercice, MELAControl<sup>®</sup> assure un contrôle continu des paramètres de stérilisation. Réf.01080.*



### 7. VISITE DE MAINTENANCE

Selon les directives de la **Direction Générale de la Santé**

"... les visites périodiques de maintenance sont obligatoires pour le maintien des performances de l'autoclave..." (DGS.07/2006)

Ces visites sont prévues tous les **3000 cycles** ou tous les **730 jours** au 1<sup>er</sup> des termes échus et sont affichées par l'appareil.

- Respectez les intervalles de maintenance.  
Votre garantie en dépend !

### 8. MELAdem<sup>®</sup> : EAU DÉMINÉRALISÉE OU OSMOSÉE

L'autonomie des cartouches est fonction de la **fréquence d'utilisation** et de la **dureté de l'eau**. Lorsque que la **qualité** de l'eau produite devient **insuffisante**, un **message d'avertissement s'affiche à l'écran** de l'autoclave.

- **N'attendez pas** pour **remplacer** les cartouches sous peine d'un arrêt complet de l'appareil !

**Veillez à toujours disposer d'un jeu d'avance !**

### 9. PÉRIODE D'INACTIVITÉ & DE FERMETURE

- **Fermez l'eau !**
- **Coupez l'alimentation électrique !**
- **Ne fermez pas la porte !**
- **Ne laissez pas d'instrument dans la cuve !**

