

Informations produit

FD 360 nettoyage et entretien du simili-cuir



FD 360 description succincte

- Solution nettoyante pour l'entretien et le nettoyage à fond des surfaces en simili-cuir.
- Excellente efficacité nettoyante – élimine les salissures, taches ou colorations.
- Excellente compatibilité avec les matériaux – pour tous les revêtements de chaise en simili-cuir.
- Aérosol écologique, sans gaz propulseur.
- Kit avec un pulvérisateur de 500 ml et 10 éponges spéciales.

Propriétés

Le FD 360 du système d'hygiène Dürr Dental nettoie et entretient tous les revêtements de chaises en simili-cuir et contribue en grande partie à la préservation des fauteuils de soins et d'autres sièges. L'utilisation simultanée du FD 360 et de l'éponge spéciale livrée avec le produit permet d'éliminer rapidement et en profondeur les salissures, les taches et d'éventuelles colorations tenaces, provoquées par exemple par des teintures de vêtements mal fixées. Le FD 360 entretient et nettoie en profondeur, sans laisser de résidus et en donnant un éclat satiné.

Composition chimique

Le FD 360 doit son action à un mélange de tensio-actifs spécifiques, de composés siliconés et de substances traitantes à base d'huile d'avocat.

Mode d'emploi

Utiliser le FD 360 non dilué. Pulvériser le produit sur les surfaces à nettoyer et essuyer immédiatement avec un chiffon. Pour un nettoyage intense et en profondeur, frotter les surfaces avec l'éponge spéciale. L'utilisation simultanée du FD 360 et de l'éponge spéciale livrée avec le produit permet d'éliminer les salissures, taches ou colorations tenaces. Essuyer ensuite le FD 360 excédentaire avec un chiffon sec. Le FD 360 peut être utilisé tous les jours si nécessaire.

Comportement écologique

Le FD 360 est écologiquement sûr. Le produit est appliqué à l'aide d'une bouteille brevetée exempte de gaz propulseurs. Les tensioactifs sont conformes aux directives concernant la biodégradabilité. L'emballage peut être recyclé soit en matière première soit comme source énergétiques. Pour le recyclage rincer la bouteille à l'eau.

Propriétés physiques

Aspect: solution opaque blanche

Densité: $D = 0,99 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$ (20 °C)

pH: $3,6 \pm 0,5$

Informations produit

FD 360 nettoyage et entretien du simili-cuir

Durée de conservation

3 ans

Conditionnement

Carton contenant un pulvérisateur de 500 ml et 10 éponges spéciales

Conservation

Stocker la préparation à 5 °C et au maximum à température ambiante.

Remarques

Le FD 360 est classé é selon le règlement CLP et ne nécessite pas d'étiquetager.