

Informations produit

MD 550 nettoyant de crachoir



MD 550 description succincte

- Solution prête à l'emploi exempte d'aldéhyde pour le nettoyage et l'entretien de crachoirs dans les unités dentaires - à activité antimicrobienne.
- Excellente et intense action nettoyante - supprime facilement les résidus de calcaire, de sang, de comprimés colorants pour plaque, de matériaux de moulage, etc.
- Actif contre les bactéries et les levures.
- Testé selon les normes européens
- Excellente compatibilité avec les matériaux - ne contient aucun composant abrasif; ne raye pas les crachoirs, pas de résidus d'abrasion.
- Non moussant - convient pour tous les équipements avec séparateur d'amalgame.

Propriétés

Le MD 550 du système d'hygiène Dürr Dental est une préparation spéciale prête à l'emploi, exempte d'aldéhyde et à activité antimicrobienne pour le nettoyage et l'entretien simultanés des crachoirs dans les unités dentaires. Contrairement aux nettoyants conventionnels, le MD 550 convient pour toutes les installations équipées de séparateurs d'amalgame. Le MD 550 supprime les résidus de calcaire, de sang, de comprimés colorants pour plaque, de matériaux de moulage, etc. Le MD 550 se distingue par une excellente action nettoyante et une très bonne compatibilité avec les matériaux. Le MD 550 nettoie efficacement, dégage une odeur agréable et ne mousse pas. La préparation ne contient pas de composants abrasifs, ce qui évite de rayer les crachoirs et la formation de résidus.

Composition chimique

L'activité du MD 550 se base sur une combinaison d'alcools. 100 g de MD 550 contiennent 40 g d'éthanol, des agents tensioactifs, des acides organiques, des additifs et du salicylate en benzyle en solution aqueuse.

Activité microbiologique

Le MD 550 est actif contre les bactéries et les levures. Testé selon EN 13727, EN 13624.

Mode d'emploi

Le MD 550 est utilisé non dilué. Pour l'ouverture, presser la fermeture de sécurité au niveau des surfaces lisses et tourner. Verser une petite quantité dans le crachoir et repartir avec une brosse en exerçant une pression homogène. Laisser le MD 550 agir brièvement et rincer à l'eau. Utiliser le MD 550 le soir, selon les besoins, mais impérativement avant la désinfection du système d'aspiration.

Comportement écologique

Le MD 550 est écologiquement sûr étant donné que tous les principes actifs et autres substances organiques sont biodégradables après dilution appropriée dans les eaux usées. L'emballage est composé de polyéthylène et peut donc être recyclé soit en matière première soit comme source énergétique. Pour le recyclage, rincer

Informations produit

MD 550 nettoyant de crachoir

la bouteille.

Propriétés physiques

Aspect: liquide transparent, incolore, de faible viscosité

Densité: $D = 0,94 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$ (20 °C)

pH: $2,5 \pm 0,5$

Viscosité: env. 80 s (suivant DIN 53211)

Point d'éclair: 23 °C (suivant DIN 51755)

Durée de conservation

3 ans

Conditionnement

Bouteille de 750 ml

Conservation

Stocker la préparation à 5 °C et au maximum à température ambiante.

Remarques

Ne pas nettoyer les crachoirs avec un désinfectant ou nettoyant abrasif ou moussant. Attention en cas d'utilisation de matériaux sensibles aux alcools (plexiglas p. ex.).

Dangers

Le MD 550 est classé et étiqueté selon le règlement CLP: voir l'étiquetage et la fiche de données de sécurité.

Expertises indépendantes - examens propres

Les rapports d'expertise sont disponibles sur demande.

CE 0297