

CATALOGUE

PRODUITS GBT

Tarif
2023

Euros TTC



EMS 
MAKE ME SMILE.

NOS PRODUITS SUISSES

POURQUOI LA GBT	4
PROTOCOLE GBT	6
GBT LOUNGE.....	8
AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER.....	10
AIRFLOW® STATION	12
AIRFLOW® ONE	14
POUDRE AIRFLOW® PLUS	16
BIOFILM DISCLOSER	20
PIÈCES À MAIN	22
INSTRUMENTS PIEZON®	30
SOLUTIONS D'HYGIÈNE	32
ACCESSOIRES	34
EMS DANS LE MONDE	38

LÉGENDE

FT-XXX
référence EMS

XXX€^{TTC}

Les prix indiqués dans ce catalogue sont les prix de vente au détail conseillés.

Les prix s'entendent en euros et toutes taxes comprises, sous réserve d'erreurs typographiques.



POURQUOI LA GBT?

- 1 **CHANGER LA DONNE POUR UNE MEILLEURE PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRE.**
- 2 **UNE BOUCHE Saine = UN CORPS SAIN**
- 3 **LE MEILLEUR PROTOCOLE CLINIQUE = LES MEILLEURS RÉSULTATS CLINIQUES.**
LA GBT RÉDUIT LES RISQUES DE CARIES, GINGIVITES ET MALADIES PARODONTALES.
“L'efficacité du traitement ne peut être obtenue qu'après élimination complète du biofilm.”
Nicole Einemann et Manuela Cordes, hygiénistes dentaires, Dr. Arendt Dental, Bremerhaven, Allemagne
- 4 **LES PATIENTS SOUHAITENT UN TRAITEMENT GBT ET RIEN D'AUTRE. FINI LA PEUR DE LA DOULEUR. UNE FOIS TESTÉE, LES PATIENTS ADORENT LA GBT, SURTOUT LES ENFANTS.**
- 5 **DES PRATICIENS SATISFAITS, DES PATIENTS DÉTENDUS. TRAVAILLER EFFICACEMENT AVEC DES INSTRUMENTS ERGONOMIQUES. BYE-BYE LE STRESS, BYE-BYE LE SYNDROME DU CANAL CARPIEN, BYE-BYE LE BIOFILM.**
- 6 **DES CABINETS DENTAIRE PERFORMANTS - UNE PRATIQUE RENTABLE. DES PATIENTS ENTHOUSIASTES RECOMMANDERONT UN CABINET CERTIFIÉ GBT.**
- 7 **L'HYGIÈNE ET LA PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRES SONT L'AVENIR DE LA DENTISTERIE. LA GBT EST L'AVENIR DE LA PRÉVENTION.**
- 8 **LA GBT EST UNE SURPRENANTE EXPÉRIENCE “I FEEL GOOD”. LA TECHNOLOGIE DERNIER CRI PLÉBISCITÉE PAR LES PATIENTS ET LES PRATICIENS.**



Réservez une démo GBT gratuite : ems-dental.com/fr/gbt-demo

COMMENT PRATIQUER LA **GBT**



01 ÉVALUATION ET CONTRÔLE DES PATHOLOGIES BUCCO-DENTAIRES

Protégez vos patients et votre équipe des risques d'infections. Commencez la GBT par un rinçage de 40 secondes avec le bain de bouche BACTERX® PRO.

Évaluez les dents, la gencive et les tissus parodontaux de chaque patient.

02 MISE EN ÉVIDENCE

Montrez au patient le biofilm mis en évidence par le révélateur de plaque en lui expliquant **POURQUOI** il faut l'éliminer.

Les preuves scientifiques confirment que le biofilm est à l'origine de 95 % des problèmes dentaires : caries, gingivites et parodontites.



03 MOTIVATION

Insistez sur l'importance des soins bucco-dentaires à la maison, le nettoyage dentaire professionnel et la prévention. Enseignez l'hygiène bucco-dentaire aux patients.

04 AIRFLOW® MAX

Éliminez le biofilm mis en évidence en supra et sous-gingival jusqu'à 4mm en utilisant l'AIRFLOW® MAX et la poudre AIRFLOW® PLUS. **L'AIR-FLOWING®** Original est peu invasif et indolore.*

05 PERIOFLOW®

Éliminez le biofilm dans les poches profondes jusqu'à 9 mm avec la busette PERIOFLOW® et la poudre AIRFLOW® PLUS.*

06 PIEZON® PS/PI MAX

Éliminez en douceur le tartre sur les dents naturelles avec l'instrument original PIEZON® NO PAIN PS (Perio Slim) et autour des implants, des restaurations et des appareils orthodontiques avec le nouvel instrument PIEZON® PI (Peri Implant) MAX*

07 CONTRÔLE

Contrôlez si le biofilm et le tartre ont été complètement éliminés et si des caries auparavant cachées sont maintenant visibles. Un nettoyage professionnel conventionnel n'élimine que 50 % du biofilm dans les zones difficiles d'accès. Source : Stiftung Warentest 7/2015.

FINI LE POLISSAGE AVEC DES PÂTES À POLIR ABRASIVES.

Pourquoi endommager les dents inutilement ?

08 RAPPEL

Votre patient souhaite-t-il répondre au questionnaire sur la GBT ?

C'est utile pour la réussite du traitement GBT.

Planifiez le prochain rendez-vous.

*Apprenez-en plus sur la GBT avec la Swiss Dental Academy (SDA) : Comment réduire les aérosols avec l'AIRFLOW®, comment utiliser correctement le PERIOFLOW® ou comment minimiser le risque d'emphysème.

**UN TRAITEMENT DE RAPPEL GBT RÉGULIER GARANTIT
À VOS PATIENTS UNE BONNE SANTÉ BUCCO-DENTAIRE
SUR LE LONG TERME.**

Réservez une démo GBT gratuite : ems-dental.com/fr/gbt-demo

LE COMPASS GBT ET LES 8 ÉTAPES

08 RAPPEL

UN PATIENT EN BONNE SANTÉ
EST UN PATIENT HEUREUX

- ▶ Planifier la fréquence de maintenance en fonction de l'évaluation des risques
- ▶ Demander à votre patient(e) s'il/elle est satisfait(e) du traitement

07 CONTRÔLE

FAIRE SOURIRE VOS PATIENTS

- ▶ Vérifier la présence de biofilm résiduel
- ▶ S'assurer que le tartre ait été entièrement éliminé
- ▶ Vérifier la présence de caries
 - ▶ Protéger avec du fluor
- ▶ Le polissage n'est plus nécessaire

06 PIEZON® PS



ÉLIMINER LE TARTRE RÉSIDUEL

- ▶ Utiliser l'instrument PIEZON® PS mini-invasif pour un traitement supra et sous-gingival jusqu'à 10 mm
- ▶ Nettoyer les poches >10 mm avec des instruments adaptés
 - ▶ Utiliser l'instrument EMS PIEZON® PI MAX autour des implants jusqu'à 3 mm en sous-gingival

05 PERIOFLOW®

ÉLIMINER LE BIOFILM DANS LES POCHEs
DE 4 À 9 MM

- ▶ Utiliser la poudre AIRFLOW® PLUS sur les dents naturelles dans les poches profondes, les furcations et sur les implants
 - ▶ Utiliser la nouvelle busette PERIOFLOW® plus fine



GUIDE
BIOFILM
THE

01 ÉVALUATION ET MESURES D'HYGIÈNE

ÉVALUER CHAQUE CAS CLINIQUE ET INSTAURER LES MESURES D'HYGIÈNE

- ▶ Commencer par un bain de bouche avec le BacterX® Pro
- ▶ Examiner les dents, la gencive et les tissus parodontaux
- ▶ Examiner les implants et les tissus péri-implantaires

02 MISE EN ÉVIDENCE

RENDRE LE BIOFILM VISIBLE

- ▶ Utiliser le Biofilm Discloser pour montrer au patient le biofilm et les zones à risques
- ▶ La coloration va guider l'élimination du biofilm
- ▶ Une fois le biofilm retiré, le tartre est plus facile à détecter

03 MOTIVATION


SENSIBILISER ET ENSEIGNER

- ▶ Insister sur l'importance de la prévention
- ▶ Enseigner l'hygiène bucco-dentaire à vos patients
- ▶ EMS recommande les brossettes interdentaires ou le fil dentaire ainsi qu'une brosse à dents électrique ou manuelle avec le dentifrice AIRFLOW® à base d'érythritol pour les soins quotidiens à domicile

04 AIRFLOW® MAX

ÉLIMINER LE BIOFILM, LES COLORATIONS ET LE TARTRE NÉOFORMÉ

- ▶ Dents naturelles, prothèses et implants
 - ▶ Éliminer le biofilm supra et sous-gingival jusqu'à 4 mm en utilisant la poudre AIRFLOW® PLUS 14µm
- ▶ Retirer aussi le biofilm sur les gencives, la langue et le palais
- ▶ Enlever les colorations sur l'émail avec la poudre AIRFLOW® CLASSIC Comfort



GBT LOUNGE



LE BIEN-ÊTRE DANS 9m²



LA RENCONTRE DU BIEN-ÊTRE ET DE LA PROPHYLAXIE DENTAIRE

Le GBT Lounge a été spécialement conçu pour rendre le travail quotidien aussi facile et confortable que possible. Avec ses dimensions de seulement 3 x 3m = 9m², le GBT Lounge est probablement l'installation dentaire la plus compacte au monde, s'adaptant même à la plus petite salle de prophylaxie.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Haut du fauteuil plus étroit pour travailler de manière plus ergonomique.
- ▶ S'adapte facilement à toutes les positions de travail, que vous soyez assis ou debout.
- ▶ Le fauteuil offre un grand espace pour les jambes afin de permettre au praticien d'accéder librement à son poste de travail.

Inspiré par des cliniciens pour des cliniciens, le GBT Lounge permet de conserver une position de travail ergonomique tout au long de la journée, sans mouvement ni effort inutile. Le GBT Lounge est idéal pour les traitements GBT à deux et à quatre mains.



AIRFLOW[®] PROPHYLAXIS MASTER

► L'unité EMS change la donne. Elle permet de mettre en application la Guided Biofilm Therapy dans des conditions optimales.



2018



REF FT-229
10 679 €^{TTC}

1. GOOD DESIGN[®], l'un des prix de Design les plus prestigieux au monde décerné par le Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design.

INCLUS



AIRFLOW® MAX APPLICATION
Pièce à main AIRFLOW® MAX
Easy Clean
Filtre à eau et filtre à air
Kit de maintenance



PERIOFLOW® APPLICATION
Pièce à main PERIOFLOW®
20 Busettes PERIOFLOW®



PIEZON® APPLICATION
Pièce à main PIEZON® LED
3 x Instruments PIEZON® PS
4 Guides lumière
4 joints connecteur cordon
PIEZON®



PIEZON® PS
Training Tool



Instrument
PIEZON® PI MAX



réservoir
PIEZON®



Chambres à poudre
PLUS et CLASSIC



Biofilm
Discloser



Réservoir NIGHT CLEANER
+ recharge de 800 ml.
Accessoire Clip+Clean



Pédale sans fil
avec mode
"Boost"



3 bouteilles aluminium de poudre
AIRFLOW® PLUS sous et supra-gingival
1 bouteille de poudre AIRFLOW® CLASSIC
Soit une quantité de poudre pour le
traitement de 125 patients
1 AIR-FLOWING® Training Tool

Voir chapitre Accessoires p.34

AIRFLOW® STATION

► La station de prophylaxie ultra-compacte tout-en-un au design futuriste.

Inclus :

- Cart
- Gaine pour câbles et tuyaux
- Kit d'installation

Recommandée pour :
l'AIRFLOW®
Prophylaxis
Master lorsqu'il est
connecté à une arrivée
d'eau.



et l'AIRFLOW® One.



REF **DW-048B**
1 326 €^{TTC}



AIRFLOW® STATION +



► Grâce à l'AIRFLOW® STATION +, le dispositif AIRFLOW® devient une station de prophylaxie tout en un ultra-compacte, au design futuriste.

Avec un système indépendant d'acheminement de l'eau directement intégré dans le cart, aucune connexion externe pour l'eau n'est nécessaire.

Inclus :

- Cart
- Réservoir à eau de 800 ml
- Filtre à air
- Gaine pour câbles et tuyaux
- Kit d'installation



Recommandée pour :



AIRFLOW®
Prophylaxis Master

REF **DW-048A**
1 607 €^{TTC}

AIRFLOW® ONE

► Destiné aux praticiens déjà équipés d'un module PIEZON® sur leur unité dentaire ou leur appareil de table.



REF FT-230
8 399 €^{TTC}

INCLUS



AIRFLOW® MAX APPLICATION
Pièce à main AIRFLOW® MAX
Easy Clean
Filtre à eau et filtre à air
Kit de maintenance



PERIOFLOW® APPLICATION
Pièce à main PERIOFLOW®
20 Busettes PERIOFLOW®



Chambres à poudres
PLUS et CLASSIC



Pédale sans fil avec mode
« Boost »



Réservoir d'eau



Réservoir NIGHT CLEANER
+ recharge de 800 ml
Accessoire Clip+Clean



Biofilm
Discloser



3 bouteilles aluminium de poudre
AIRFLOW® PLUS sous et supra-gingival
1 bouteille de poudre AIRFLOW® CLASSIC
Soit une quantité de poudre pour le traitement
de 125 patients environ
1 AIR-FLOWING® Training Tool

Voir chapitre Accessoires p.34

POUDRE AIRFLOW® PLUS


► La poudre AIRFLOW® PLUS est capable d'éliminer le biofilm et le tartre récemment formé, de manière mini-invasive, sur tous les types de surfaces :

- l'émail
- la dentine
- les tissus mous
- la langue et le palais
- les dents lactéales
- les appareils orthodontiques
- les surfaces implantaire
- les restaurations

Goût non salé.
Vos patients vont l'adorer.



reddot winner 2021



Innovation
1st Prix 2013*

► Sa molécule à base d'érythritol permet un traitement en supra et sous-gingival. La taille de ses particules est seulement de 14µm.

1 x 400 g

REF DV-082/Z
119 €^{TTC}

*IDS International Dental Show, 2013, Cologne / Allemagne

UNE POUDRE UNIVERSELLE

DANS 95% DES CAS



AIRFLOW® MAX



Busette PERIOFLOW®

CONFORT OPTIMAL
INVASIVITÉ MINIMALE
PRÉVENTION MAXIMALE

DENTS

- ▶ Dents lactéales et permanentes

TISSUS DURS

- ▶ Email
- ▶ Dentine
- ▶ Cément

TISSUS MOUS

- ▶ Gencive : en supra et sous-gingival jusqu'à 9 mm
- ▶ Langue
- ▶ Palais

RESTAURATIONS ET PROTHÈSES

- ▶ Restaurations
- ▶ Prothèses dentaires

IMPLANTS

- ▶ Sulcus péri-implantaire
- ▶ Poches péri-implantaires profondes

ORTHODONTIE

- ▶ Appareils orthodontiques
- ▶ Aligneurs

PRÉPARE POUR

- ▶ Le diagnostic des caries
- ▶ Le traitement au fluor
- ▶ Le traitement orthodontique
- ▶ Le placement de restaurations et prothèses
- ▶ Les procédures d'éclaircissement

“Je suis
aussi une
bouteille
d'eau!”



reddot winner 2021



▶ La poudre AIRFLOW® PLUS est maintenant disponible dans une bouteille en aluminium (400g de poudre/bouteille) de haute qualité alimentaire qui garantit un stockage sans humidité. Une fois vide, elle se transforme en une bouteille d'eau réutilisable.

UTILISEZ EXCLUSIVEMENT LES POUDRES EMS

- ▶ Les poudres EMS sont beaucoup moins abrasives que les techniques mécaniques classiques de débridement telles que les cupules en caoutchouc et le détartrage manuel.
- ▶ Grâce à l'étape de la "Mise en évidence du biofilm" de la GBT, la coloration est un moyen de plus d'atténuer l'abrasion par l'AIRFLOW® MAX : plus de couleur, plus de biofilm. La mission de l'AIRFLOW® MAX est accomplie avec un respect maximum des tissus dentaires.

⚠ Les appareils EMS ont été conçus et testés pour être utilisés exclusivement avec les poudres prophylactiques EMS.

! UTILISEZ EXCLUSIVEMENT DES POUDRES EMS




Etude du Prof. Barnes





OSSPRAY
PHOSPHOSILICATE
DE CALCIUM SODIUM¹

POUDRE AIRFLOW® PLUS
EMS ERYTHRITOL²

BICARBONATE DE
SODIUM EMS³



EFFET D'UN AÉROPOLISSAGE DE 5 SECONDES SUR L'ÉMAIL NATUREL HUMAIN



EFFET D'UN AÉROPOLISSAGE DE 5 SECONDES SUR DU CIMENT VERRE IONOMÈRE

1. Barnes CM, et al. J Clin Dent 2014;25:76-87. | 2. Des tests complémentaires ont été soumis au J Clin Dent (Barnes CM, et al.) pour la poudre AIRFLOW® PLUS. | 3. Barnes CM, et al. J Clin Dent 2014;25:76-87. Dans l'étude effectuée par Barnes, J Clin Dent 2014, les particules de bicarbonate de sodium EMS avaient une taille de 65 µm. La nouvelle poudre AIRFLOW® CLASSIC Comfort a une taille de particules de 40 µm pour plus de douceur et de confort pour le patient.

UTILISEZ EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS **ORIGINAUX EMS!**



Désignation	PLUS	COMFORT	
Arôme	N/A	CITRON/MENTHE/CERISE/NEUTRE	
Composition	ERYTHRITOL	BICARBONATE DE SODIUM	
Taille des particules	~14µm	~40µm	
pH	-7	-8.1	
Dents	Dents lactéales	✓	⊘
	Dents permanentes	✓	✓ Uniquement en supra-
	Biofilm	✓	✓ Uniquement en supra-
	Taches	✓	✓ Uniquement en supra-
	Tartre récent	✓	✓ Uniquement en supra-
	Émail sain	✓	✓ Uniquement en supra-
	Dentine	✓	⊘
	Cément	✓	⊘
Tissus mous	Gencive	✓	⊘
	Langue et palais	✓	⊘
Restaurations	Composite	✓	⊘
	Couronnes	✓	⊘
	Prothèses amovibles	✓	⊘
Implants	Autour des tissus péri-implantaires	✓	⊘
Orthodontie	Brackets et appareils	✓	⊘




LES POUDRES DITES "COMPATIBLES EMS" DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ PEUVENT ABÎMER LES DENTS DU PATIENT ET VOTRE APPAREIL. CI-DESSOUS, UN EXEMPLE DE BUSE AIRFLOW ENDOMMAGÉE PAR L'ABRASION DE CES POUDRES "COMPATIBLES". SI LES PRODUITS EMS SONT ENDOMMAGÉS PAR L'UTILISATION DE POUDRES "COMPATIBLES", LA GARANTIE DU PRODUIT SERA PERDUE.



Pièce à main endommagée

POURQUOI RENDRE LE BIOFILM VISIBLE ?

- ▶ L'objectif de la GBT est d'éliminer tout le biofilm, même dans les zones difficiles d'accès.
- ▶ En rendant le biofilm visible, son élimination est plus rapide avec la GBT.
- ▶ Élimination de la couleur = élimination du biofilm. Également sur les tissus mous.
- ▶ Les utilisateurs d'instruments manuels, de cupules en caoutchouc et de pâtes à "polir" n'aiment pas révéler le biofilm, car ils auraient besoin de beaucoup plus de temps pour terminer le traitement.
- ▶ En Allemagne, l'association indépendante des consommateurs "Stiftung Warentest" a indiqué que la prophylaxie conventionnelle n'élimine que 50% du biofilm dans les zones difficiles d'accès.
- ▶ Des dents et des gencives colorées motiveront également le patient à améliorer ses soins à domicile selon les instructions d'hygiène buccale - OHI.



Ce patient de 14 ans a un manque important d'hygiène buccale. Un révélateur de plaque met en évidence un biofilm acidogène massif.

Cas clinique du Dr. Gleb Aseev

EMS **BIOFILM** DISCLOSER



- ▶ Un nouveau révélateur de biofilm a été développé par EMS.
- ▶ Le Biofilm Discloser d'EMS révèle la présence de biofilm précoce et mature.

▶ 250 **PASTILLES PRÉ-IMBIBÉES**



- ▶ Pastilles pré-imbibées pour la divulgation du biofilm en 2 tons : Rougeâtre pour le nouveau biofilm - Bleu pour le biofilm mature.

RENDRE LE BIOFILM VISIBLE

Montrez aux patients le biofilm mis en évidence et les zones problématiques. La couleur vous guidera dans le retrait du biofilm avec la poudre AIRFLOW® PLUS. Une fois le biofilm éliminé, le tartre est plus facile à détecter.

1 flacon de 250 pastilles

REF **DV-158**
60 €^{TTC}

PIÈCES À MAIN GBT



- ▶ SEULEMENT LE **MEILLEUR** POUR MES PATIENTS
- ▶ SEULEMENT LES ORIGINAUX **SUISSES**


LE NOUVEL AIR-FLOWING®



LE NOUVEL AIR-FLOWING®


► La nouvelle pièce à main AIRFLOW® MAX et sa technologie brevetée Laminar AIRFLOW® Technology est une autre innovation majeure du centre de recherche EMS. L'AIR-FLOWING® est encore plus doux, plus confortable, plus efficace et les aérosols sont considérablement réduits. La différence entre l'aéropulvérisation et l'AIR-FLOWING® est désormais significative.

LAMINAR FLOW



AIRFLOW® MAX avec le nouveau Laminar Flow pour un contrôle parfait.

TURBULENT FLOW



Le comportement de l'AIRFLOW® traditionnel.



Jet d'air et de poudre AIRFLOW® PLUS précis et contrôlé, protégé par un jet d'eau.

- **MEILLEURE VISIBILITÉ**
- **PLUS SILENCIEUX**
- **TRAVAIL DE HAUTE PRÉCISION**
- **MOINS DE FORCE DE RECUL**
- **FORTE RÉDUCTION DES AÉROSOLS**
- **CONFORT PATIENT ACCRU**
- **CONFORT PRATICIEN AUGMENTÉ**
- **PIÈCE À MAIN PLUS FINE ET PLUS LÉGÈRE**



Design hexagonal avec six canaux d'eau pour plus de précision et une réduction substantielle des aérosols.





PIÈCE À MAIN

AIRFLOW® MAX INTRODUCTION KIT SMART

- ▶ Pièce à main AIRFLOW® MAX
- ▶ Easy Clean
- ▶ Bouteille de 400g de poudre AIRFLOW® PLUS
- ▶ Echantillons de Biofilm Discloser

REF **FS-475**
839 €^{TTC}

135°C
SSS > 1000 cycles



AIRFLOW® MAX



SI SIMPLE !

Utilisez l'Easy Clean après chaque traitement AIRFLOW® et PERIOFLOW®, avant la stérilisation de votre pièce à main. Il prévient tout risque de bouchage de votre pièce à main et déloge tout type de dépôt accumulé. Utilisez le dispositif Easy Clean à l'aide d'une seringue à eau. Plus besoin d'aiguilles.



EASY CLEAN



REF

FV-083
13 €^{TTC}

**AIRFLOW® MAX, LE NOUVEAU ET MEILLEUR AIR-FLOWING®
DE TOUS LES TEMPS**



ACCÉDEZ À
LA PREUVE
CLINIQUE

PIÈCE À MAIN PERIOFLOW®

PERIOFLOW® APPLICATION

- ▶ Pièce à main PERIOFLOW®
- ▶ 20 busettes PERIOFLOW®
- ▶ Clé plate pour busette

 > 1000 cycles




REF **FS-474**
540 €^{TTC}



BUSETTES PERIOFLOW®

Pour une élimination du biofilm dans les poches profondes avec le PERIOFLOW® d'EMS.

40 BUSETTES PERIOFLOW®
avec marqueurs de profondeur.



REF **DT-476**
143 €^{TTC}

PIÈCE À MAIN PIEZON®

PIÈCE À MAIN PIEZON® LED

- ▶ Pièce à main PIEZON® LED
- ▶ Instrument PIEZON® PS
- ▶ 4 Guides Lumière

135°C
SSS > 1000 cycles



REF FS-455
1 056 €^{TTC}



PIÈCE À MAIN PIEZON® NON LED

Pièce à main Universelle PIEZON® Originale

135°C
SSS > 1000 cycles



REF EN-061
660 €^{TTC}



COMBITORQUE

Association d'une clé dynamométrique et d'un porte-instrument

135°C
SSS > 1000 cycles



REF FV-097
41 €^{TTC}



OUTIL PI MAX

Outil pour changer l'embout et vérifier l'usure de l'instrument PI MAX.

135°C
SSS > 1000 cycles



REF FV-117
72 €^{TTC}



INSTRUMENT PIEZON[®] NO PAIN PS

► Le slogan « I feel good » a été lancé lorsque EMS a inventé le Swiss Instrument PIEZON[®] PS.

► L'instrument Original Swiss PIEZON[®] PS est recommandé dans 95 % des cas. Inutile d'avoir une multitude d'instruments - cela facilite votre travail. Pour les 5% restants, EMS propose une nouvelle solution : les instruments PIEZON[®] PSR et PSL.




Instrument
PIEZON[®] PS



► La technologie piézo-céramique qui caractérise la gamme PIEZON[®] a été inventée par Pierre Mabile, cofondateur de la société EMS.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le prestigieux fabricant de montres suisses, Jaeger Lecoultre, a été le premier fournisseur Swiss Instruments de la société EMS lorsqu'elle n'était encore qu'une start-up, bien avant la création de son usine de fabrication et de son centre de recherche à Nyon, en Suisse.





UTILISEZ EXCLUSIVEMENT LES SWISS INSTRUMENTS EMS !



Politique de la FDI - Fédération Dentaire Internationale :

“Cette politique a pour but de contribuer à garantir que les produits dentaires sont sûrs pour les soins des patients et conformes aux spécifications des fabricants, aux normes internationales et aux réglementations gouvernementales.”

En accord avec la déclaration de la Fédération Dentaire Internationale (FDI) sur la « non-conformité des produits dentaires », sachez que les dispositifs EMS ont été conçus et testés pour être exclusivement utilisés avec les instruments EMS PIEZON®.

L'instrument, la pièce à main et le module électronique NO PAIN EMS doivent vibrer en harmonie, comme dans une trilogie.

L'utilisation d'instruments «compatibles» et de copies peut endommager les dents de votre patient et les pièces à main.

Nos équipements ont été développés et fabriqués par EMS pour fonctionner les uns avec les autres.

Un instrument PS est conçu pour 1 000 traitements, ce qui réduit le coût du traitement à quelques centimes. Il n'y a donc aucune raison d'économiser de l'argent en utilisant des instruments «compatibles». De plus, la garantie ne s'applique pas si la pièce à main Piezon est endommagée (le filetage) par des instruments qui ne sont pas d'origine EMS.

Les instruments «compatibles» vous coûteront toujours plus cher.



INSTRUMENTS PIEZON®

INSTRUMENT PS

Pour 95 % des cas.

Instrument universel PIEZON® pour les traitements sous et supra-gingivaux. Le meilleur accès interproximal.



REF DS-016A

155 €^{TTC}

INSTRUMENT PI MAX

Le nouvel instrument pour l'élimination du tartre autour des implants, des restaurations et des appareils orthodontiques. Embout en PEEK renforcé de 30% de carbone et support en acier chirurgical inoxydable.



REF DS-010A

144 €^{TTC}

EMBOUT PI MAX

Embout en PEEK renforcé de 30% de carbone pour le nouvel instrument PIEZON® PI MAX.



REF DT-065A (X4)

150 €^{TTC}

4 INSTRUMENTS SUFFISENT



INSTRUMENT PSL

Accès facilité en proximal, mésial et distal, supra et sous-gingival.



REF DS-083A

174 €^{TTC}

INSTRUMENT PSR

Accès facilité en proximal, mésial et distal, supra et sous-gingival.



REF DS-084A

174 €^{TTC}

INSTRUMENTS PSR + PSL

Accès facilité en proximal, mésial et distal, supra et sous-gingival.



REF FS-461

348 €^{TTC}

A utiliser avec :



SOLUTIONS D'HYGIÈNE

NIGHT CLEANER



► Simple d'utilisation, NIGHT CLEANER est le produit idéal pour le nettoyage et la désinfection.
Conservez vos lignes d'irrigation sans biofilm.

- UNE PROCÉDURE 100 % AUTOMATIQUE
- MOINS DE 10 SECONDES LE SOIR
- MOINS DE 0,50 EUROS PAR JOUR
- NETTOYAGE DES LIGNES AIRFLOW® ET PIEZON®

A utiliser avec :




6 X 800 ML NIGHT CLEANER
6 mois d'entretien.

REF DV-154-A **107 €^{TTC}**

FACILE À UTILISER

BACTERX[®] PRO



POUR LE CABINET DENTAIRE

A usage professionnel dans le cabinet dentaire. Solution pour bain de bouche destinée au patient avant tout traitement. A utiliser non diluée. Faire faire un gargarisme pendant au moins 40 secondes. Ne pas rincer à l'eau.

Réduit la charge bactérienne et virale dans les aérosols lors des actes dentaires, protégeant ainsi les patients et l'équipe du cabinet.



SANS ALCOOL

4x 1l bouteilles

REF DV-114/A/EN **83 €^{TTC}**

AVEC L'INSTRUMENT PIEZON[®] PS

A utiliser dans le cabinet dentaire comme solution de rinçage durant le traitement avec l'Instrument PIEZON[®] PS et les appareils PIEZON[®] équipés d'une alimentation en irrigation indépendante.

A utiliser avec :



ACCESSOIRES



pédales de commande

Pédale sans fil avec mode « Boost »

EK-404B

678 €^{TTC}

Pédale filaire sans mode « Boost »

EK-410A

176 €^{TTC}



CORDONS

Cordon AIRFLOW®

EM-145A

542 €^{TTC}

Cordon PIEZON® (AFPM)

EM-146A

542 €^{TTC}



CHAMBRES À POWDRE

Chambre à poudre PLUS - rouge

EL-607A

271 €^{TTC}

Chambre à poudre CLASSIC - blanche

EL-606A

271 €^{TTC}

RÉSERVOIRS

Réservoir PIEZON® - graduation en ml (AFPM)

EG-111A

136 €^{TTC}

Réservoir d'eau - sans graduation (AFOne)

EG-121A

136 €^{TTC}

Réservoir NIGHT CLEANER - bleu

EG-120A

136 €^{TTC}



HYGIÈNE

3x filtres à eau - bleu

FV-094

95 €^{TTC}

Filtre à air - blanc

EL-599

34 €^{TTC}

Easy Clean

FV-083

13 €^{TTC}

Clip+Clean

EL-655

27 €^{TTC}




LA SWISS DENTAL ACADEMY



LA SWISS DENTAL ACADEMY PROPOSE

- ▶ Des formations GBT dans votre région
- ▶ Des formations GBT dans votre cabinet
- ▶ Des webinars




SDA 

DE LA VALLÉE

► Depuis plus de 40 ans, EMS développe des technologies et des protocoles permettant aux patients de profiter plus longtemps de leurs dents naturelles et de leurs implants.

„*Primum non nocere*“* et une action invasive minime ne sont pas qu'un must. C'est notre philosophie chez EMS.

* „*Avant tout, ne pas nuire*“




SITE DE PRODUCTION ET DE RECHERCHE EMS
NYON, SUISSE

AU SOMMET



MONT BLANC, 4807M



CONTACTEZ-NOUS
ems-dental.com/contact
T. +33 3 84 51 90 01

EMS DANS LE MONDE



SIÈGE SOCIAL

CH

NYON, SUISSE
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA
Chemin de la Vuarpillière 31
CH - 1260 Nyon
www.ems-dental.com/en/contact
T. +41 22 99 44 700
F. +41 22 99 44 701



LES FILIALES EMS DANS LE MONDE

DE

MUNICH, ALLEMAGNE
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS GMBH
Stahlgruberring 12
DE - 81829 München
T. +49 89 42 71 61 0
F. +49 89 42 71 61 60
E-mail: info@ems-ch.de

PL

KATOWICE, POLOGNE
EMS POLAND SP. Z O.O.
Al. Roździeńskiego 188H
PL - 40-203 Katowice
T. +48 32 4937060
E-mail: info@ems-poland.com

FR

FONCINE, FRANCE
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS FRANCE SARL
32, route de Pontarlier
FR - 39460 Foncine-le-Haut
T. +33 3 84 51 90 01
F. +33 3 84 51 94 00
E-mail: info@ems-france.fr

US

DALLAS, USA
EMS CORPORATION
11886 Greenville Avenue , Ste 120
US - Dallas, Texas 75243
T. +001 972 690 8382
F. +001 972 690 8981
E-mail: info@ems-na.com

ES

MADRID, ESPAGNE
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS ESPAÑA SLU
C/ Tomás Bretón, 50-52 2ª planta
ES - 28045 Madrid
T. +34 91 528 99 89
E-mail: info@ems-espana.com

AU

SYDNEY, AUSTRALIE
EMS OCEANIA PTY LTD
The Woolstores – Suite 3, Shed 73
4E Huntley Street
AU - Alexandria, NSW 2015
T. +61 405 095 867
E-mail: info@ems-oceania.com

IT

MILAN, ITALIE
EMS ITALIA S.R.L
Via Carlo Pisacane 7B
IT - 20016 Pero (MI)
T. +39 02 3453 8111
E-mail: dental@ems-italia.it

SE

STOCKHOLM, SUÈDE
EMS NORDIC AB
Hammarby Fabriksväg 61
SE - 120 30 Stockholm
T. +46 8 899 102
E-mail: info@ems-nordic.se

UK

CAMBRIDGESHIRE, ROYAUME-UNI
EMS UK LTD SUITE 2
Xenus House - Sandpiper Court
Phoenix Park - Eaton Socon
UK - St Neots, Cambridgeshire
PE19 8EP
T. +44 01480 587260
Email: info@ems-unitedkingdom.com

JP

TOKYO, JAPON
E.M.S. JAPAN KK
Eminent Ningyoucho Bld 6F,
9-18, Kobuna-cho, Nihombashi,
Chuo-ku - JP - Tokyo 103-0024
T. +81 (0) 3-6810-9351
F. +81 (0) 3-6810-9352
E-mail: emsjapan@ems-ch.com

JO

AMMAN, JORDANIE
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS JORDAN
No.2 - second floor, 195 Arar (Wadi Saqra) str.
JO - Amman

CN

SHANGHAI, CHINE
医迈斯电子医疗系统贸易(上海)有限公司
E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.
24A, Jin Sui Mansion,
N°379 Pudong Nan Rd. CN - Shanghai 200120
T. +86 21 3363 2323
E-mail: emschina@ems-ch.com

KR

SEOUL, CORÉE DU SUD
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS KOREA LTD
13, Beobwon-ro 8-gil, Songpa-gu
T. +82 70 7807 2875
Email: emskorea@ems-ch.com



EMS-DENTAL.COM

LÉGENDE

REF FT-XXX
référence EMS

XXX€^{TTC}

Les prix indiqués dans ce catalogue sont les prix de vente au détail conseillés. Les prix s'entendent en euros et toutes taxes comprises, sous réserve d'erreurs typographiques.



**“I FEEL
GOOD”**

**GUIDED
BIOFILM[®]
THERAPY**

**“THE GOOD
THE BEAUTIFUL
THE TRUE”**

E.M.S.
Electro Medical Systems S.A.
Ch. de la Vuarpillière 31
1260 Nyon - Switzerland
+41229944700
EMS-DENTAL.COM

EMS 
MAKE ME SMILE.