

## VOTRE CONSO MENSUELLE EN UNE SEULE BOÎTE!







1 boîte de 50 lingettes FD 350 green\*\* Réf. CDF35GA0152 6 paquets de recharge FD 350 green\*\* Réf. CDF35GA1252

## PASSEZ AU GREEN avec DÜRR DENTAL

Réf.CDY999G9903

## Le + des lingettes green

100% en fibre de cellulose, elles ont un pouvoir de recouvrement 5 fois plus important que les lingettes classiques!

Saviez-vous qu'une fois reconstituée la solution est utilisable jusqu'à 7 jours (délais recommandés pour des actes de soins de consultation peu invasifs)



1 litre Orotol plus pH7\*\* Réf. CDS117A5550

> 1 litre MD 555 cleaner organic\* Réf. CCS556A5550

1 litre ID 212\*\* Réf. CDI212A5550



Avantages des solutions neutres : Composant à base d'acide citrique, efficacités et respectueuses de l'environnement, sont leurs atouts!

Calcul basé sur 1 mois pour une utilisation d'un fauteuil (soit 15 patients par jour et 4 jours de travail par semaine).

\*Dispositifs médicaux de classe |

\*\* Dispositifs médicaux de classe lla CE0124

Orochemie GmbH+Co KG

