

## KIT DE DÉMARRAGE HYGIÈNE

## **DÉCOUVREZ LA GAMME DURR DENTAL**

réf. CDY999S9903

L'Orotol® plus et le MD 555 cleaner sont les alliés idéaux pour une désinfection bactérienne efficace et une dissolution optimale des résidus inorganiques.

L'OroCup optimise la diffusion des solutions dans les canalisations grâce au mélange air/liquide, qui assure un passage homogène et efficace même dans les zones difficiles d'accès

1 litre MD 555 cleaner\* réf. CCS555C5550

1 litre Oroto R plus\*\* réf. CDS110P5550





Le FD 366 ensitive offre un large spectre d'activité tout en préservant les surfaces délicates grâce à sa faible teneur en alcool, idéale pour la désinfection du simili cuir des fauteuils.

> 1 paquet de FD 366\* sensitive top wipes 50 lingettes format 17,5 x 25 cm réf. CDF366F0450

1 Orocup réf. 0780-350-00 DÜRR OroCup D 360 1 FD 360\*

réf. CCF360C2550

À base d'huile d'avocat, le FD 360 est la solution idéale pour préserver le simili cuir des fauteuils, à utiliser une à deux fois par semaine pour un entretien doux et efficace.

\*Dispositifs médicaux de classe I

\*\* Dispositifs médicaux de classe lla CE0124

Orochemie GmbH+Co KG

